



СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

+7 (495) 925-81-50

www.omb.ru

ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ

Автоматический
иммунохемилюминесцентный анализатор

MACCURA® i800

Maccura Medical Instrument Co., Ltd., Китай

ЭКСКЛЮЗИВ

НОВИНКА



для МАЛЫХ ЛАБОРАТОРИЙ



МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ
БОЛЬШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

200

тестов/час

50

образцов одновременно
на борту

20

охлаждаемых позиций
для реагентов

Универсальный штатив

для любого формата пробирок

STAT- образцы

быстрый анализ

Современные лаборатории сталкиваются с необходимостью сочетать высокую производительность, надежность, компактность и удобство эксплуатации оборудования в условиях растущих объемов исследований и ограниченных ресурсов.

Maccura® i800 — передовое решение для иммунохимических исследований. На анализаторе используется технология на основе метки акридинового эфира.



Зона загрузки системных растворов

Уникальная форма флаконов для
корректной загрузки субстратов



Карусель реагентов

с поддержанием постоянной
температуры 2-4 °C

i800



Встроенный сенсорный дисплей

с ПО на русском языке



Зона загрузки реакционных кювет

Одиночные кюветы в планшетах



Контейнер для утилизации отходов

Разделение жидких
и твердых отходов



Зона загрузки образцов

Дозагрузка проб
в режиме работы



STAT-образцы

Отдельная позиция
для срочных исследований

MACCURA® i800
на www.omb.ru




РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

maccura

RFID-метка на реагентах

Ежедневная самодиагностика



Простое ПО

- Удобная оценка контроля качества
- Мониторинг состояния реагентов/расходных материалов

Хемилюминесцентный субстрат Substrate Buffer A&B

Используется для активации метки эфира акридина, чтобы получить хемилюминесцентный сигнал.

Реакционные кюветы Reaction Cuvettes

Используются для проведения иммунной реакции, разведения, промывки.

Очищающий раствор WS Wash Buffer

Используется для промывки и обслуживания иглы для отходов и реагентов.

Промывающий раствор CLIA Wash buffer

Используется для промывки системы в процессе исследований и для разведения образцов, при необходимости.



РУ № РЗН 2025/25072 от 21.03.2025

Анализатор хемилюминесцентный автоматический i 800 в составе:

1. Модуль анализатора хемилюминесцентного автоматического i 800

* Тесты, выделенные жирным шрифтом, зарегистрированы в качестве медицинского изделия Росздравнадзором (регистрационные удостоверения № РЗН 2024/22519, РЗН 2024/22518, РЗН 2024/22553, РЗН 2024/22575, РЗН 2024/22046, РЗН 2024/22517, РЗН 2024/22233, РЗН 2024/22552, РЗН 2024/21998, РЗН 2024/22000, РЗН 2024/22010, РЗН 2024/22534, РЗН 2024/22546, РЗН 2024/22009, РЗН 2024/22229, РЗН 2024/22054, РЗН 2024/22053, РЗН 2024/22560, РЗН 2024/22119, РЗН 2024/22055, РЗН 2024/21995, РЗН 2024/22047, РЗН 2024/22262, РЗН 2024/21992, РЗН 2024/22230, РЗН 2024/22255, РЗН 2024/22574, РЗН 2024/22022, РЗН 2024/22254, РЗН 2024/22520, РЗН 2024/22098, РЗН 2024/22278, РЗН 2024/22242, РЗН 2024/22276, РЗН 2024/22241, Г004-00110-00/03809562, Г004-00110-00/03656478, Г004-00110-00/03809645, Г004-00110-00/03876548), остальные – в процессе регистрации.

Информация о зарегистрированных тестах приведена с учетом полученных документов на 03.12.2025 г.

Актуальная информация о зарегистрированных тестах содержится на сайте Росздравнадзора: <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>



+7 (495) 925-81-50

omb@omb.ru
zakaz@omb.ru

Больше
на www.omb.ru

